



LID-up Large: Spoon length: 12 mm



LID-up Small: Spoon length: 8 mm

Lid-up eyelid speculum

İsviçre'den ithal ettiğimiz disposable speculum, large ve small olarak iki boyutta kullanıma sunulmuştur. Large erişkin, Small pediatrik kullanıma uygundur. Her kutu 20 adet ürün içerir. Lid-up speculum tek tek poşetlenmiş ve steril edilmiştir.

Lid-up plastik cerrahi göz kapak ayracı, tek kullanım için üretilmiştir.

Katarakt, glokom, retina hastalıkları, retraktif cerrahi, vitreus enjeksiyon başta olmak üzere, diğer girişimsel ve tanısal müdahaleler için uygundur.

Steril blister ambalajda sunulan Lid-up'ın, göze kaçan yabancı cisimlere müdahale, göz yıkama ve diğer her türlü acil girişim için muayenahanelerde bulundurulması pratik kullanım sağlar.

Steril olduğu için ön hazırlık gerektirmeden acil kullanıma hazırdır.


Patentli kilit mekanizması kullanım sırasında göz kapağının kapanmasını önler.

Son derece hafif ve sağlamdır. Fazladan zorlayıcı ağırlık yapmaz.

Tanısal kullanım sırasında manyetik ve elektriksel etkisi yoktur.

1.

Blisteri açtıktan sonra, turuncu renkli kilit aparatını gövde üzerindeki kilit yuvasına tamamen basmadan yerleştirin,




2.

Göz kapağı kalınlığı oranında kaşıkların açıklığını ve kolların açısını ayarlayın,



3.

Lid-up'ın ayırıcı kaşıklarını alt ve üst göz kapaklarına yerleştirin,




4.

Açıklığı sabitlemek için turuncu renkli kilit pimini bastırın,



5.

Lid-up'ı çıkarmak için, sabitleme pimini yuvasından çıkarın.



CE 1253

STERILE R



PHYSİMED



Gümüşsuyu Mah. Ayazpaşa
Cami Sk. No:2 D:5 Beyoğlu
İSTANBUL
© +90 (0)212 243 60 28
Fax +90 (0)212 243 60 29
www.physismed.com
info@physismed.com

Fabrinal SA

Fabrication et commercialisation
d'instruments à usage médical
SWITZERLAND

Large
UBB: 8681198263013

Small
UBB: 8681198263020



F-06 Lens
Female connector -
1.50 mm de diameter
Design P.A. Grounauer M.D.

UBB: 8681198263006



LID-up Large
Spoon length: 12 mm
Design P.A. Grounauer M.D.


UBB: 8681198263013



LID-up Small
Spoon length: 8 mm
Design P.A. Grounauer M.D.

UBB: 8681198263020

Other products; ERG-jet contact lens



PHYSISMED
Medikal ürünler

info@physismed.com
www.physismed.com

Tel: 212 243 60 28
Fax:212 243 60 29